

MIO-SONIC

Mio-Sonic е компактен и високоефективен ултразвуков апарат, много подходящ за мускулни контрактури и скованост на ставите.

МЕДИЦИНСКО ИЗДЕЛИЕ ОТ КЛАС IIa
MIO-SONIC е медицинско изделие CE0197

КОМПЛЕКТ

- ✓ MIO-SONIC
- ✓ Захранване за медицинско изделие
- ✓ Ултразвуков гел
- ✓ Ръководството за потребителя
- ✓ Чанта за транспортиране и съхранение
- ✓ Кутия



ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✓ Професионален апарат за ултразвукова терапия
- ✓ Ултразвук 1 MHz, максимална изходна мощност 6,4 W, максимален интензитет 1,6 W/cm²
- ✓ Колимиран ултразвуков сноп за оптимално проникване на снопа
- ✓ 3 нива на интензитет на ултразвуковия сноп: 0,08 W/cm² (ниско) – 0,8 W/cm² (средно) – 1,6 W/cm² (високо)
- ✓ Захранване за медицинско изделие
- ✓ Апарат за пряк контакт (не е подходящ за потапяне във вода)

РАЗМЕРИ 200 x 47 x 69 mm

ТЕГЛО 190 g

MIO-SONIC

ПРОГРАМИ

ПРОЦЕДУРИ

Остеопороза	Тендинит	Бурсит
Артрит	Хронична болка в слабинната област (пубалгия)	Болки в горната част на ръката – мишницата (брахиалгия)
Невралгии	Талонит	Болки в горната част на ръката – мишницата (брахиалгия)
Болки в шийната област	Контузии	Хондропатия
Ишиасна болка	Навяхвания	Круралгия
Болки в лумбалната област	Хематом	Крампи
Синдром на карпалния тунел	Оток	Венозен застои
Епикондилит	Лимфедем	Крампи
Епитрохлеит	Сраствания	
Периартрит	Алгодистрофия	

АПАРАТ С ОТЛИЧНИ ПАРАМЕТРИ

Иновативен и високоефективен апарат както за домашна, така и за професионална употреба. Съчетава компактност и отлични параметри в малък, лек и лесен за употреба апликатор. Малкото му тегло и удобството позволяват продължителна употреба без никакви затруднения.

Mio Sonic може да се използва за следните приложения:

- ✓ Терапия на болка
- ✓ Фитнес процедури

MIO-SONIC

ПРОИЗВОДИТЕЛ

Shenzhen Dongdixin Technology Co., Ltd.
Floor 1-2, No.3 Building, Fanshen Xusheng
Industrial Estate Xilixiaobaimang 518108
Nanshan District, Shenzhen, Китай

ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ЕО:

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Европа)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Германия

ДИСТРИБУТОР:

I.A.C.E.R Srl Via Enzo Ferrari 2 – 30037 Scorzè (VE) Италия